

Enforce Pin Упаковка 40 шт.

Полиры на уретановом связующем для контурирования, шлифовки и финишной обработки поверхностей композитных, компомерных и стеклоиономерных реставраций. Материал пина - полимер белого цвета.

Удаление излишков и обработка контура	Выравнивание шероховатостей и придание блеска	Придание ультра блеска	
Абразивность	1 Грубая (125μ)	2 Средняя (70μ)	3 Мелкая (32μ)
Цвет	Белый	Розовый	Жёлтый
Арт. №	EP 125-1 EP 125-2 EP 125-3	EP 70-1 EP 70-2 EP 70-3	EP 32-1 EP 32-2 EP 32-3

Ensmart Pin Упаковка 30 шт.

Полиры на силиконовом связующем для контурирования, шлифовки и финишной обработки композитных материалов. Материал пина - полимер синего цвета.

Удаление излишков и обработка контура	Выравнивание шероховатостей и придание блеска	Придание ультра блеска	
Абразивность	1 Грубая (125μ)	2 Средняя (70μ)	3 Мелкая (32μ)
Цвет	Белый	Зелёный	Розовый
Арт. №	ENP 125-1 ENP 125-2 ENP 125-3	ENP 70-1 ENP 70-2 ENP 70-3	ENP 32-1 ENP 32-2 ENP 32-3

Ensmart Pin Упаковка 30 шт.

Полиры на силиконовом связующем для контурирования, шлифовки и финишной обработки композитных материалов. Материал пина - нержавеющая сталь.

Удаление излишков и обработка контура	Выравнивание шероховатостей и придание блеска	Придание ультра блеска	
Абразивность	1 Грубая (125μ)	2 Средняя (70μ)	3 Мелкая (32μ)
Цвет	Белый	Зелёный	Розовый
Арт. №	ENPS 125-1 ENPS 125-2 ENPS 125-3	ENPS 70-1 ENPS 70-2 ENPS 70-3	ENPS 32-1 ENPS 32-2 ENPS 32-3

Diamond Sun Упаковка 30 шт.

Полиры, наполненные микротонкими алмазами, предназначены для финишной обработки поверхностей реставраций. Материал пина — полимер серого цвета.

Получение гладкой поверхности реставрации	Финишная обработка для получения абсолютно гладкой поверхности реставрации, повышающая эстетические свойства пломбы	
Абразивность	1 Мелкая (30μ)	2 Экстремелкая (10μ)
Цвет	Бежевый	
Арт. №	DS 30-1 DS 30-2 DS 30-3	DS 10-1 DS 10-2 DS 10-3

Diamond Moon Упаковка 6 шт.

Полиры, наполненные алмазным абразивом, предназначены для финишной обработки поверхности реставрации с предварительно сформированными контурами. Полиры применяются для сглаживания шероховатостей и придания зеркального блеска поверхности реставрации. Материал пина — нержавеющая сталь.

Получение гладкой поверхности реставрации	Финишная обработка для получения абсолютно гладкой поверхности реставрации, повышающая эстетические свойства пломбы	
Абразивность	10000-12000	6000-10000
Абразивность	1 Мелкая (10-30 мкм)	2 Экстремелкая (3-10 мкм)
Цвет	Серый	
Арт. №	DMS 30-1 DMS 30-2 DMS 30-3	DMS 10-1 DMS 10-2 DMS 10-3

StarFlex Septum Упаковка 6 шт.

Изменённая версия двухшаговой полировочной системы «StarFlex». Увеличенная жёсткость и износостойкость достигаются благодаря добавлению перегородки между спиралью полира. Материал пина — нержавеющая сталь.

Цвет	Зернистость	RPM	Артикул
ШАГ 1 Синий - предполировка	Грубая (36-54 μ)	8000-10000	
ШАГ 2 Голубой - ультраблеск	Мягкая (4-8 μ)	6000-12000	

StarFlex Упаковка 6 шт.

Двухшаговая полировочная система на основе прочного силикона с алмазными частицами обладает особой износостойкостью и устойчивостью к истиранию, что позволяет достичь превосходного результата полировки за меньшее время и с меньшим усилием нажима. Уникальность формы диска с гибкими спиральями позволяет точно повторить ранее созданный рельеф и структуру, а также придать бриллиантовый блеск композитной реставрации. Материал пина — нержавеющая сталь.

Полировка за меньшее время и с меньшим усилием нажима. Уникальность формы диска с гибкими спиральями позволяет точно повторить ранее созданный рельеф и структуру, а также придать бриллиантовый блеск композитной реставрации. Материал пина — нержавеющая сталь.

Цвет	Зернистость	RPM	Артикул
ШАГ 1 Синий - предполировка	Грубая (36-54 μ)	8000-10000	
ШАГ 2 Голубой - ультраблеск	Мягкая (4-8 μ)	6000-12000	

Арт. № 5110S - Ассортимент

StarFlex mini Упаковка 6 шт.

Полир, продолжающий линейку «StarFlex». Меньший диаметр для более удобной работы в труднодоступных местах. Материал пина — нержавеющая сталь.

Цвет	Зернистость	RPM	Артикул
ШАГ 1 Синий - предполировка	Грубая (36-54 μ)	8000-10000	
ШАГ 2 Голубой - ультраблеск	Мягкая (4-8 μ)	6000-12000	

Арт. № 5115S - Ассортимент

RoundFlex T Упаковка 50 шт. (без дискодержателей)

Эффективная система дисков для полировки, позволяющая придать реставрации зеркальный блеск, с металлической втулкой.

Абразивность	Контуринование	Шлифование	Полирование	Глянцевание
диаметр	Ø12,7 мм Ø9,5 мм	Ø12,7 мм Ø9,5 мм	Ø12,7 мм Ø9,5 мм	Ø12,7 мм Ø9,5 мм
Арт. №	2158C/50 2157C/50	2156M/50 2155M/50	2154F/50 2153F/50	2152SF/50 2151SF/50

Арт. № 0021S — 1 пакет — 1 дискодержатель

RoundFlex M Упаковка 50 шт. (без дискодержателей)

Эффективная система дисков повышенной жёсткости для полировки, позволяющая придать реставрации зеркальный блеск, с металлической втулкой.

Абразивность	Контуринование	Шлифование	Полирование	Глянцевание
диаметр	Ø12,7 мм Ø9,5 мм	Ø12,7 мм Ø9,5 мм	Ø12,7 мм Ø9,5 мм	Ø12,7 мм Ø9,5 мм
Арт. №	2218C/50 2217C/50	2216M/50 2215M/50	2214F/50 2213F/50	2212SF/50 2211SF/50

Арт. № 0021S — 1 пакет — 1 дискодержатель

Арт. № 9202 — 1 коробка — по 30 шт. все виды дисков, 2 дискодержателя

RoundFlex Упаковка 50/100 шт. (без дискодержателей)

Эффективная система гибких дисков для полировки, позволяющая придать реставрации зеркальный блеск, с пластиковой втулкой и уникальной системой крепления.

Абразивность	Контуринование	Шлифование	Полирование	Глянцевание
диаметр	Ø12,6 мм Ø9,6 мм	Ø12,6 мм Ø9,6 мм	Ø12,6 мм Ø9,6 мм	Ø12,6 мм Ø9,6 мм
Арт. №	2088C/50 2087C/50	2086M/50 2085M/50	2084F/50 2083F/50	2082SF/50 2081SF/50
Арт. №	2088C/100 2087C/100	2086M/100 2085M/100	2084F/100 2083F/100	2082SF/100 2081SF/100

Ассортимент, 40 шт. (в комплект входят дискодержатели из нержавеющей стали)

диаметр Ø12,6 мм Ø9,6 мм

Арт. № 2030/40 2029/40

Арт. № 9201 — 1 коробка — по 30 шт. все виды дисков, 3 коротких, 4 стандартных дискодержателя

Арт. № 0020SL — 1 пакет — дискодержатели 1 короткий, 2 стандартных

689 / 287 Упаковка 150 шт.

Абразивность	Контуринование	Шлифование	Полирование	Глянцевание
диаметр	Ø12,7 мм Ø9,5 мм	Ø12,7 мм Ø9,5 мм	Ø12,7 мм Ø9,5 мм	Ø12,7 мм Ø9,5 мм
Арт. №	2158C/50 2157C/50	2156M/50 2155M/50	2154F/50 2153F/50	2152SF/50 2151SF/50

Арт. № 294689 (689)
Арт. № 294287 (287)

Штрипсы для предварительного и окончательного шлифования с цветной кодировкой в зависимости от степени абразивности. Тонкие на гибкой основе.

Одна полоска совмещает 2 степени абразивности. Ширина - 4 мм.

Sharp Упаковка 10 шт.

Щётка "Kagayaki® Sharp", наполненная абразивными частицами карбида кремния, создана для ультра полировки окклюзионных и вогнутых поверхностей реставраций из композитов, стеклоиономеров и керамики без применения паст. Для углового наконечника.

Арт. №	1113	1114	1111
Кол-во	4 шт.	3 шт.	3 шт.

Ассортимент Арт. 1101/10 шт.

САЙТ



СОЦСЕТИ



КОНТАКТЫ

РУ №РЗН 2017/6529 от 04.05.2022
 РУ №РЗН 2018/7249 от 04.05.2022
 Общество с ограниченной ответственностью «Полировальные системы»
 Адрес юридического лица: Россия, 199155, город Санкт-Петербург, Уральская ул., д. 13 литера И, помещение 3Н, офис 301
 Общество с ограниченной ответственностью «Кагайки»
 Адрес юридического лица: Россия, 199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 13, литера И, помещение 1Н, офис 101
 Адрес места производства: Россия, 175430 Новгородская область, г. Валдай, Крестецкий проезд, здание 1
 Отдел продаж: +7 920 555-84-41
 Жалобы и рекламации направлять: e-mail: info@kagayakipolish.com
 www.kagayakipolish.com

Bowl Упаковка 100 шт.



Арт. № Чаша	Полая	Полая, короткая	Узкая	Пламя
Арт. №	1013	1015	1014	1011

Нейлоновая щётка «Kagayaki® Bowl» предназначена для работы с полировальными пастами во время профессиональной чистки зубов и полировки поверхности реставраций из композитных материалов.

Для углового наконечника.

Flat Упаковка 10 шт.



Щётка «Kagayaki® Flat» в форме диска из высококачественной козьей шерсти, создана для придания керамическим и композитным элементам реставраций тонкого блеска.

Для углового наконечника.

Арт. № 1322 Ø14 мм

Disuku F Упаковка 25 шт.



Ø 17 мм S 4 мм

Тонкошёрстные войлочные круги для окончательной полировки реставраций из композитов, керамики и виниров с использованием полировочной пасты. Впитывающие свойства шерсти предотвращают разбрызгивание пасты во время процесса полировки, что значительно уменьшает расход пасты. В комплект входят два дискодержателя из нержавеющей стали: 1 для прямого и 1 для углового наконечников.

Арт. № 0060	1 пакет для углового	Арт. № 0061	1 пакет для прямого	Арт. № 6011, Ø17 мм, S 4 мм — войлок, 2 дискодержателя: 1 для прямого и 1 для углового наконечников
	3 шт.		3 шт.	

Daiyamondo 4 гр. упаковка (шприц 1 гр.)



Паста с алмазной пудрой 0,1-1 мкм. Предназначена для придания гладкости и ослепительного блеска реставрациям и естественной эмали зубов, а также для придания ультраблеска изделиям из металла и керамики.

Арт. № 3043

Mira Банка 45 гр.



Профессиональная паста для чистки зубов, удаления пятен от табака и пищи, а также для тонкого шлифования композитных реставраций. Без фтора.

- Мята (Арт. 3014)

Mira Zr Банка 50 гр. / Туба 120 гр. / Мини-дозы, 100 шт. по 2 гр.



Профессиональная паста для чистки зубов, снятия твёрдых зубных отложений, пигментации, а также для полировки композитных реставраций.

Содержание в составе пасты измельчённого циркония усиливает абразивные свойства. Без фтора.

Арт. № 3017 — 1 коробка - минидозы 100 штук по 2 гр.

- Мята (Арт. 3012), банка 50 гр.
- Мята (Арт. 3013), туба 120 гр.

Kurin One. Паста для чистки Туба 50 гр.



Предназначена для снятия лёгких зубных отложений, а также для предварительной полировки реставраций из композитов, амальгамы, золота. Без фтора.

- Анис (Арт. 3031)

Kurin Two. Паста для полировки. Туба 50 гр.

Предназначена для придания зеркального блеска реставрациям из композитов, амальгамы, золота, а также для полировки эмали зуба. Без фтора.

- Анис (Арт. 3032)

«Kurin One», «Kurin Two», «Bowl» - комплект



Пасты «Kagayaki® Kurin One», «Kagayaki® Kurin Two», щётка «Kagayaki® Bowl» в комплекте.

Для двухэтапной чистки и полировки поверхности твёрдых тканей зубов.

- Арт. 9301 — 1 коробка: паста «Kurin One» 1 туба, паста «Kurin Two» 1 туба, щётка «Bowl», чаша полая 25 шт.


Henka Туба 115 гр.



Универсальная профессиональная паста, осуществляющая эффективную чистку и полировку за счёт изменения абразивности. Без фтора.

- Мята (Арт. 3022)
- Яблоко (Арт. 3021)

Износостойкие губки Sponge Упаковка 25 шт.




Износостойкие губки для нанесения на реставрацию полировочной пасты. Паста проникает в поры губки и остаётся там в течение всего времени полировки, что обеспечивает быстрый результат и экономию пасты. Комплекуются мандрелью из нержавеющей стали.

Арт. № 1021, 25 губок, 1 мандрель


Арт. № 0011 — 1 пакет - 3 мандрели

Счётчики использования инструментов Упаковка 100 шт.




Цвет	Жёлтый	Синий	Красный
Арт. №	SDY	SDB	SDR

Беззольные штифты Упаковка 100 шт.



Ø 0.8	108	208	308
Арт. №	108W	208Y	308R
Цвет	белый	жёлтый	красный



01